

4500

GH-4500

Le Groupe Global Santé, leader dans la conception et la fabrication de fauteuils de massage, est heureux de vous présenter le modèle GH-4500 qui combine santé et bien-être. Le GH-4500 utilise la toute dernière technologie dans le domaine des fauteuils automatisés, réussissant à reproduire les techniques de massage de thérapeutes professionnels.

Le GH-4500 est non seulement équipé de la dernière technologie en matière de massage par coussin d'air, mais l'utilisateur a aussi la possibilité de recevoir un massage personnalisé adapté selon sa stature.

De design européen raffiné, le fauteuil GH-4500 totalement recouvert de similicuir de haute qualité sait plaire aux clients soucieux de luxe et d'efficacité, ce qui illustre parfaitement l'expression « Santé et bien-être » telle que vue par G-Health.

Comment peut-on
intégrer luxe et santé
dans un seul système
global pour le corps ?



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit : | GH-4500 |
| Tension : | 110~120V/50~60Hz |
| Consommation : | 300 watts |
| Variation de la durée : | 5~30 minutes |
| Angle d'inclinaison : | 115~175 degrés |
| Longueur du banc de massage : | 30 pouces |
| Dimensions : (Redressé) | L33,5" x P47,25" x H45,3" |
| (Incliné) | L33,5" x P70,9" x H31,5" |
| Poids net : | 175 livres |
| Tissus de recouvrement : | Cuir / Cuir et Similicuir ignifuge / Similicuir ignifuge |
| Composantes : | Composantes japonaises |
| Sont inclus : | Contrôle à distance numérique / Repose-tête / Coussin de massage |



Massage du cou

Vous donne un massage semblable à celui que ferait une personne à l'aide de son index et de son pouce.



Thérapie par vibrations

Ce mouvement stimule la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui facilite l'élimination des impuretés et des toxines dans le sang. Ceci aidera à activer les tissus des muscles et des organes faibles.



Thermothérapie

Semblable au réchauffement que l'on effectue avant de faire un exercice, cette fonction réchauffera le dos afin d'améliorer la réaction musculaire et la circulation.

Ajustement automatique

Un balayage du corps est effectué et permet un ajustement automatique selon la forme du cou, des épaules, du dos et de la taille de l'utilisateur pour un massage personnalisé optimal.



Inclinaison automatique

Le dossier et le repose-pieds sont tout à fait ajustables au toucher d'un bouton en vue d'un confort et d'une sécurité absolue.



Ajustement de la hauteur du repose-pied

Il est possible de déplacer le repose-pieds vers l'avant et l'arrière pour faciliter l'ajustement du repose-pieds selon la grandeur de chaque personne.



Massage du mollet

6 coussins d'air sont placés sur le mollet pour masser efficacement la cheville et la jambe. C'est comme si quelqu'un massait votre jambe à deux mains. Le pétrissage des mollets aide à détendre les muscles tendus du mollet.

MASSAGE À ROULEAUX D'AVANT-GARDE




Pétrissage à double action

Les quatre rouleaux de massage servent à générer de la force et vous offre une expérience de massage ultime comparable à celle prodiguée par un massothérapeute professionnel, un massage relaxant, revigorant qui atténue la tension et la fatigue de vos muscles.



Rotation par la pression

Lorsqu'il y a un mouvement de bas en haut, il agit comme le point fixe ou la pression rotative du doigt qu'effectuent les massothérapeutes professionnels pour un effet direct et efficace du massage.



Tapotement par petits coups rapides

Ce mouvement aide à éliminer rapidement l'endolorissement et la douleur, détendre les muscles tendus et adoucir les couches épaisses de gras, stimuler les muscles endoloris et les tissus nerveux pour obtenir une relaxation complète.



Forfait Pétrissage/Tapotement

Le nouveau forfait à double action offre à la fois le pétrissage et le tapotement qui permettent une expérience des plus agréables et régénératrice.